

01

COMPANIE
AGREE

אולטרסאונד ממוקד בעצימות גבוהה
דיוק כירורגי בשיטה לא פולשנית
עם תוצאות קליניות מפתיעות

NOUVELLE GÉNÉRATION
DE L'ULTRASON FOCALISÉ EN INTENSITÉ
POUR TRAITER LA PEAU



hifu-finesse




NOVISMEDICAL
GROUP

biotec italia

hifu-finesse

עיצוב וטכנולוגיה העושים את ההבדל



חדשנות טכנולוגית ייחודית

פלטפורמות ביוטק איטליה מציגות ביצועים בקונספט חדשני מבנה חומרה ותוכנה מהדור האחרון שפותחו במיוחד על ידי צוות מחקר ופיתוח של ביוטק איטליה במטרה להתעדכן ולהשתדרג באופן שוטף עוצמה ויעילות מרבית תמיד לשרותכם



1,5mm



3,0 mm



4,5mm




6,0 mm



9,0 mm

REFLEX® DirectDrive

תנועה לינארית במהירות גבוהה



הזעת יתר

טיפול רפואי בהזעת יתר
ההליך הרפואי עם אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה הוכיח את עצמו כיעיל ובטוח לטיפול בהזעת יתר ובאוסמוהידרוזיס
אולטרסאונד ממוקד מאפשר טיפול הן בבלוטות האקרון, האחראיות להזעת יתר, והן בבלוטות האפוקריניות, האחראיות לריח רע. הטיפול מתבצע במהירות וללא כאבים, ללא שימוש ברעלים, ללא תופעות לוואי, קבלת שיפור מידי עם תוצאות מתמשכות

ביצועים גבוהים ונהלי טיפול בטוחים

פליטת קירור פעילה ACE®


קירור הידראולי

מחזור פעיל של נוזל קירור במתמר מבטיח את יציבותו ויעילותו ושומר על תפקודו לאורך זמן

מאריך חיי המתמר

ACE מגדילה משמעותית את חיי המתמר, עד 20,000 קווי סריקה ושומרת על תדר פליטה יציב

ACE



אפס חום על פני שטח העור

טכנולוגיית הקור משפרת ומייעלת את הבטיחות על ידי קירור חלון הטיפול הבא במגע עם העור הפחתת הכאב והקטנת הסיכוי לתופעת לוואי

ACE®
Active Cooling
Emission

אינדיקציות לטיפול

טיפול רפואי

הזעת יתר Hyperhydrosis



לפני



אחרי 90 יום פגישה אחת

טיפול לא רפואי

רפיון עור הפנים
קמטים עמוקים וקמטוטים
הדגשת קו הלסת
מיצוק צוואר, הרמת גבות ועפעפיים
טיפול במצבורי שומן כמו בסנטר כפול
הדגשת קווי הפנים וחיטוב הגוף
צלקות אקנה



לפני



אחרי פגישה אחת



לפני


אחרי 60 יום פגישה אחת



לפני



אחרי 60 יום פגישה אחת



לפני

אחרי 60 יום פגישה שנייה



לפני



אחרי פגישה אחת




לפני

אחרי 60 יום פגישה שנייה

השיטה המתקדמת למתיחת והרמת העור ללא ניתוח

- **REFLEX®** Robotic technology
- **ACE®** Active Cooling Emission
- **CENTERLESS TECHNOLOGY:** Selective thermal effect



VIDÉO
DIDACTICIEL



La conception de la machine peut légèrement
différer de l'image, tout en conservant les
fonctions décrites inchangées.

hifu-finesse

TECHNICAL DATA

POWER SUPPLY	230 V _{ac} - 50/60 Hz
MAXIMUM POWER	200 VA
CLASSE AND TYPE	I - BF
FUSIBLES	2 x F2A 250V
DIMENSIONS	700 x 500 x 1300 mm
WEIGHT	45 kg
DURATION OF PULSES	100 ms
PULSE EMISSION STAGE	1 ÷ 5 mm
SCANNING LENGTH	15 ÷ 40 mm

CARTRIDGE 1,5 mm

FOCAL DEPTH	1,5 mm
MAXIMUM POWER	6 W
OPENING DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	4 mHz

CARTRIDGE 3 mm

FOCAL DEPTH	3,0 mm
MAXIMUM POWER	6 W
OPENING DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	4 mHz

CARTRIDGE 4,5 mm

FOCAL DEPTH	4,5 mm
MAXIMUM POWER	10 W
OPENING DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	4 mHz

CARTRIDGE 6 mm

FOCAL DEPTH	6,0 mm
MAXIMUM POWER	23 W
OPENING DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	2 mHz

CARTRIDGE 9 mm

FOCAL DEPTH	9,0 mm
MAXIMUM POWER	23 W
OPENING DIAMETER	15 mm
FREQUENCY	2 mHz

Cartridge FACE



1,5 mm

3 mm


4,5 mm

Cartridge BODY



6 mm

9 mm



NOVISMEDICAL
GROUP

NOVIS MEDICAL GROUP
TOPAZ STREET 42

CASEAREA

WWW.NOVISMEDICAL.COM

E CONTACT@NOVISMEDICAL.COM



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



YouTube Instagram Facebook LinkedIn